

Fc、Elisa、阻害用 Pd-L1/Cd274 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nzq7

商品番号: CM0003712



前書き

ヒト PD-L1/CD274 (B7-H1)

ターゲットのウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー、ELISA、および阻害アッセイで検証済み。組換え免疫原 (aa 1-290)、33

kDa、免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
備考/別名	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	29126
免疫原	ヒト PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸 1-290 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA, 阻害
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋