

Pdc ウサギ Pab - P20941

商品番号: CM0017184

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みのフォスフェーシオン（PDC）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPDCを認識します。ヒトPDCのアミノ酸1-246に対応する組換え免疫原。視覚伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDC ウサギ pAb
備考/別名	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5132
GeneID	5132
免疫原	ヒトPDC (NP_002588.3) のアミノ酸1-246に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P20941
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ