

Wb、Ihc-P、Elisa用 Pdcd2L ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brp1

商品番号: CM0029823

前書き

ヒト、マウス、ラットのPDCD2Lを検出するためのPD
CD2Lウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッ
ト、IHC-
P、ELISAに適しています。リボソーム生合成およびu
S5アセンブリシャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD2L ウサギ pAb
備考/別名	PDCD2L
種	ヒト
遺伝子ID	84306
免疫原	ヒトPDCD2L (NP_115722.1) のアミノ酸1-358に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRP1
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック