

Pde11A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Hcr9

商品番号: CM0023679

前書き

PDE11A

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ヒト試料におけるcAMP/cGMP加水分解およびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE11A ウサギ pAb
備考/別名	PPNAD2; PDE11A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	50940
遺伝子ID	50940
免疫原	ヒトPDE11A（NP_058649.3）のアミノ酸712-933に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9HCR9
タンパク質分子量	105kDa
発送方法	保冷バッグ