


## Pde6G ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P18545

商品番号: CM0019535



### 前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証されたPDE6Gウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのPDE6G（光伝達に参与する桿体cGMPホスホジエステラーゼの阻害サブユニット）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | PDE6G ウサギポリクローナル抗体                                   |
| 備考/別名       | PDEG; RP57; PDE6G                                    |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 5148                                                 |
| GeneID      | 5148                                                 |
| 免疫原         | ヒトPDE6G (NP_002593.1) のアミノ酸1-87に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P18545                                               |
| タンパク質分子量    | 10 kDa                                               |
| 配送方法        | アイスバッグ                                               |