

Pdha2 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

商品番号: CM0027814

前書き

ヒトPDHA2（精巢特異的ピルビン酸脱水素酵素αサブユニット、43kDa、SWISS P29803）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。ミトコンドリア代謝と精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDHA2 ウサギ pAb
備考/別名	PDHAL; SPGF70; PDHA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5161
遺伝子ID	5161
免疫原	ヒトPDHA2 (NP_005381.1) のアミノ酸119-388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P29803
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ