

Pdhx ウサギ Pab (Wb、Ip、Elisa用) - O00330

商品番号: CM0027208



前書き

PDHX ウサギ

pAbは、WB、IP、ELISA用に検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPDHXを検出します。PDHXは、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の組み立てとエネルギー代謝に重要なミトコンドリアタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PDHX ウサギ pAb
備考/別名	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHXD; PDHX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8050
GeneID	8050
免疫原	組み換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00330
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤