

Pdk4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q16654

商品番号: CM0028757



前書き

ウエスタンブロッティング、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗PDK4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPDK4を検出します。PDK4は、グルコースおよび脂肪酸代謝を調節するミトコンドリアキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK4 ウサギ pAb
備考/別名	PDK4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5166
免疫原	ヒトPDK4 (NP_002603.1) のアミノ酸312-411に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16654
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ