

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Pdk4ウサギポリクローナル抗体 - Q16654

商品番号: CM0016813



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用途で検証済みの高品質なPDK4ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPDK4（46kDa）と反応します。グルコースおよび脂肪酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK4ウサギpAb
備考／別名	PDK4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5166
GeneID	5166
免疫原	ヒトPDK4（NP_002603.1）のアミノ酸102～411に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16654
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ