

Wb、If/Icc、Elisa用Pdxkラビットモノクローナル抗体 - O00764

商品番号: CM0011704



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのPDXKラビットモノクローナル抗体。マウス、ラットと交差反応します。ビタミンB6代謝、PLP依存性酵素、およびシヤルコー・マリー・トゥース病タイプ6Cの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDXK Rabbit mAb
備考/別名	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C2lorf97, HEL-S-1a, C2lorf124
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8566
GeneID	8566
免疫原	合成ペプチド ヒトPDXK (NP_003672.1) のアミノ酸213-312内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00764
タンパク質分子量	27kDa/32kDa/35kDa
配送	アイスバッグ