

フローサイトメトリー用PE抗Cd94モノクローナル抗体 - O54707

商品番号: CM0009437

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスCD94（Klr1d1）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。免疫チェックポイントおよび免疫腫瘍学研究におけるNK細胞抑制性受容体を標的とします。マウスと交差反応します。21 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD94 mAb
備考／別名	CD94
種	マウス
GeneID（ヒト）	3824
GeneID	16643
免疫原	マウスCD94（NP_034784.1）のアミノ酸59～179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O54707
タンパク質分子量	21 kDa
輸送条件	保冷バッグ