

フローサイトメトリー用Pe抗ヒトCd15/Ssea-1モノクローナル抗体 - P22083

商品番号: CM0004915

前書き

このPE標識マウスモノクローナル抗体は、ルイスX抗原を生成する糖転移酵素であるヒトCD15/SSEA-1 (FUT4) を特異的に標的とします。フローサイトメトリー（FC）検出に最適です。Swissアクセッション番号：P22083。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ヒト CD15/SSEA-1 mAb
備考/別名	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2526
GeneID	2526
免疫原	合成ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋