

フローサイトメトリー用 Pe 抗ヒト Cd171/L1Cam モノクローナル抗体 - P32004

商品番号: CM0011359



前書き

ヒト CD171/L1CAM を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。神経細胞接着、脳の発達、L1CAM 関連神経疾患の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD171/L1CAM mAb
備考／別名	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3897
GeneID	3897
免疫原	ヒト CD171/L1CAM (NP_000416.1) のアミノ酸 20～1120 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32004
タンパク質分子量	140kDa/139kDa
輸送条件	保冷剤