


フローサイトメトリー用PE抗ヒトCD209/Dc-Signモノクローナル抗体 - Q9Nnx6

商品番号: CM0009717



前書き

ヒトCD209/DC-

SIGNを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。ヒトサンプルにおける樹状細胞機能、病原体認識、および免疫反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD209/DC-SIGN mAb
備考/別名	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGNI; hDC-SIGN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	30835
免疫原	ヒトCD209/DC-SIGN (NP_066978.1) のアミノ酸59-404に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NNX6
タンパク質分子量	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
配送	氷袋