

フローサイトメトリー用PE抗ヒトCD22モノクローナル抗体 - P20273

商品番号: CM0004173



前書き

ヒトCD22 (Siglec-2)を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。B細胞の免疫表現型解析、リンパ腫研究、B細胞受容体シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD22 mAb
備考・別名	SIGLEC2; SIGLEC-2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	933
GeneID	933
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20273
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋