

フローサイトメトリー用PE抗ヒトCD27モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0006181



前書き

T細胞、B細胞、およびNK細胞上の共刺激免疫チェックポイント受容体であるヒトCD27を標的とする、PE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、CD27介在性T細胞活性化およびメモリー形成の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE Rabbit anti-Human CD27 mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	939
遺伝子ID	939
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ