

Fc測定用Pe抗ヒトCr2/Cd21モノクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0004746



前書き

ヒトCR2/CD21に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。B細胞コレセプターでありウイルス侵入媒介因子でもある補体受容体2型（C3d/EBV受容体）を標的とし、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCR2/CD21 mAb
別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1380
遺伝子ID	1380
免疫原	ヒトCD21 (NP_001868.2) のアミノ酸21〜971に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20023
タンパク質分子量	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
発送	保冷剤