

フローサイトメトリー用PE抗Met/C-Metモノクローナル抗体 - P08581

商品番号: CM0010444



前書き

このPE標識ウサギモノクローナル抗体は、ヒトMet/c-Metを標的とし、細胞内フローサイトメトリー（FC）用にバリデーションされています。組換え免疫原（aa 25-932）により特異性が確保され、腫瘍学、発生、受容体シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトMet/c-Met mAb
備考／別名	DAI1、HGFR、AUTS9、RCCP2、c-Met、DFNB97
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4233
遺伝子ID	4233
免疫原	ヒトMet/c-Metのアミノ酸25～932に相当する配列（NP_000236.2）を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
輸送	保冷バッグ