

Pe標識 抗マウスCd11C モノクローナル抗体 - Q9Qxh4

商品番号: CM0005831

前書き

マウスCD11c（インテグリンα-X）を標的とするPE標識アルメニアンハムスターモノクローナル抗体。フローサイトメトリーアプリケーション向けに設計されており、マウスモデルにおける炎症反応、単球接着、および赤血球貪食の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 抗マウスCD11c モノクローナル抗体
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	マウスCD11c組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
輸送	保冷バッグ