


フローサイトメトリー用PE抗マウスCd38モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0008256



前書き

マウスCD38に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。CD38仲介シグナル伝達、カルシウム動員、およびリンパ球活性化の研究に有用です。SWISS: P56528。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD38 mAb
備考/別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
種	マウス
GeneID (ヒト)	952
GeneID	12494
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD38 (NP_031672.2) のアミノ酸45-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ