

フローサイトメトリー用 Pe 標識 抗マウス Cd4 モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0009427

前書き

マウスCD4（L3T4、Ly-4）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウス免疫学研究におけるTヘルパー細胞の同定、免疫プロファイリング、アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識 ウサギ 抗マウス CD4 モノクローナル抗体
備考/別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
GeneID	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送条件	保冷剤