

フローサイトメトリー用 Pe 抗マウス Cd69 モノクローナル抗体 - P37217

商品番号: CM0008528

前書き

マウス CD69 (SWISS P37217)
特異的PE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞活性化および免疫細胞恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
備考/エイリアス	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	969
遺伝子ID	12515
免疫原	マウス CD69 (NP_001028294.1) のアミノ酸64-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋