


フローサイトメトリー用 Pe 標識 抗マウス Mhc Class Ii (I-A/I-E)

モノクローナル抗体 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0009858



前書き

マウス MHC Class II I-A/I-E 分子を標的とする PE 標識ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫学および免疫腫瘍学研究に適しています。P18468、P06342、Q3U060、P14435 に対する特異性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識 ラット 抗マウス MHC Class II (I-A/I-E) mAb
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
GeneID	14969/14961/381091/14960
免疫原	マウス MHC Class II (I-A/I-E) の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
タンパク質分子量	30kDa/32kDa/26kDa
発送方法	保冷剤