

フローサイトメトリー用 Pe 標識 抗マウス Tcr Γ/Δ モノクローナル抗体 - Tcrdelta

商品番号: CM0007817

前書き

マウス TCR γ/δ に対する PE 標識アルメニアンハムスターモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウス免疫系研究における $\gamma\delta$ T 細胞集団の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE 標識 抗マウス TCR γ/δ mAb
備考 / 別名	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
種	マウス
遺伝子 ID	110066/110067
免疫原	マウス TCR γ/δ 組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
発送	保冷バッグ