

フローサイトメトリー用 Pe 標識 抗マウス/ヒト Cd55 モノクローナル抗体 - Q61475

商品番号: CM0009296

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、マウス/ヒトCD55（DAF）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。補体制御因子であるC3/C5転換酵素を阻害するGPIアンカー型タンパク質を標的とします。免疫腫瘍学および補体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗マウス/ヒト CD55 モノクローナル抗体
備考 / 別名	Daf; Dafl; Daf-GPI; GPI-DAF
種	マウス
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	13136
免疫原	マウスCD55/DAF (NP_034146.2) のアミノ酸35-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61475
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ