

フローサイトメトリー用 PE 標識 抗ヒト Vegfr-3/Flt-4 ウサギモノクローナル抗体 - P35916

商品番号: CM0011762



前書き

ヒト VEGFR-3/FLT-4 を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸 25-776）。ヒト検体におけるフローサイトメトリー検出で検証済み。リンパ管形成および血管生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識 ウサギ 抗ヒト VEGFR-3/FLT-4 モノクローナル抗体
備考/別名	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2324
免疫原	ヒト VEGFR3/FLT4 (NP_002011.2) のアミノ酸 25-776 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P35916
タンパク質分子量	153 kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)