

Pe-Cf594 ウサギ抗ヒト Bcl6 Mab - P41182

商品番号: CM0009765



前書き

細胞内フローサイトメトリー用のヒトBCL6を標的とする結合モノクローナル抗体。胚中心反応に不可欠な転写抑制因子であるBCL6を認識し、免疫学および腫瘍学研究での応用が可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE-CF594 ウサギ抗ヒト BCL6 mAb
備考/別名	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	604
GeneID	604
免疫原	ヒトBCL6 (NP_001124317.1) のアミノ酸235-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋