

フローサイトメトリー用 PE-Cf594 標識ウサギ抗ヒートル/サル Cd69

モノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0008663



前書き

PE-CF594 で標識された、ヒトおよびサル CD69 を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。T細胞、B細胞、NK細胞上の早期活性化抗原を検出します。分子量23kDa。カニクイザルと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE-CF594 標識ウサギ抗ヒートル/サル CD69 モノクローナル抗体
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	組換えタンパク質; ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
発送条件	保冷剤