

Pe-Cf594 ウサギ抗ヒト/カニクイザル Hla-Dr

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P01903

商品番号: CM0009779



前書き

ヒトおよびカニクイザル HLA-DR

α 鎖（P01903）に特異的なPE-

CF594結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に最適化されています。免疫学および腫瘍学研究において、MHCクラスII分子を発現する抗原提示細胞の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE-CF594 ウサギ抗ヒト/カニクイザル HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒト HLA-DR の組換えタンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック