

Fc用 Pe-Cf594 ウサギ抗ヒト/マウス Pdgfra/Cd140A モノクローナル抗体 - P16234

商品番号: CM0005042



前書き

ヒトおよびマウスPDGFR α /CD140aに対するPE-CF594複合化ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。PDGF受容体シグナル伝達、細胞増殖、胚発生、がん研究の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE-CF594 ウサギ抗ヒト/マウス PDGFR α /CD140a mAb
別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
対象種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	5156
遺伝子ID	5156
免疫原	ヒト/マウスPDGFR α (NP_006197.1) のアミノ酸24～524番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
発送方法	氷袋