

フローサイトメトリー用PE標識抗マウスCd22モノクローナル抗体 - P35329

商品番号: CM0009149

前書き

このPE標識ウサギ抗マウスCD22モノクローナル抗体は、フローサイトメトリー用に設計されています。B細胞受容体CD22（Siglec-2）に結合し、マウスサンプルにおけるB細胞の同定と機能解析を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD22 mAb
備考/別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
種	マウス
GeneID (ヒト)	933
GeneID	12483
免疫原	マウスCD22（NP_033975.3）のアミノ酸22-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
配送	アイスバッグ