

フローサイトメトリー用PEマウス抗ヒトCD11bモノクローナル抗体 - P11215

商品番号: CM0004505



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD11b（インテグリンαM、MAC-

1）を標的とするPE標識マウスモノクローナル抗体です。自然免疫と炎症に関与する127

kDaの白血球接着受容体であるヒトCD11bに特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEマウス抗ヒトCD11bモノクローナル抗体
別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3684
遺伝子ID	3684
免疫原	ヒトCD11b由来の合成ペプチド
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P11215
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	保冷剤同梱