

Pe マウス抗ヒト CD11C モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20702

商品番号: CM0003993



前書き

ヒト CD11c（インテグリン alpha-X、ITGAX）を特異的に標的する PE 標識マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、ヒトサンプルと交差反応性を示します。単球の接着、走化性、および赤血球貪食の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ヒト CD11c mAb
備考/別名	CD11C; SLEB6
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	3687
免疫原	ヒト CD11c の組換えタンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128kDa
配送	アイスバッグ