

Fc用Pe標識マウス抗ヒトCd15/Ssea-1モノクローナル抗体 - P22083

商品番号: CM0012294

前書き

ヒトCD15/SSEA-1 (FUT4) エピトープを標的とするPE標識マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。白血球生物学、幹細胞の特性解析、セレクチン介在性接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識マウス抗ヒトCD15/SSEA-1 mAb
備考／別名	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2526
GeneID	2526
免疫原	ヒトCD15/SSEA-1由来合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ