

Fc用Peマウス抗ヒトCd1aモノクローナル抗体 - P06126

商品番号: CM0005154



前書き

ヒトCD1a（脂質抗原提示分子）を標的とするPE標識マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。がんや感染症におけるNKT細胞活性化および樹状細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEマウス抗ヒトCD1a mAb
備考/別名	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	909
遺伝子ID	909
免疫原	合成ペプチド ヒトCD1aに由来する合成ペプチド
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P06126
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋梱包