

フローサイトメトリー用PE標識マウス抗ヒトCD3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0011580



前書き

ヒトCD3イプシロン鎖（UniProt: P07766）を標的とするPE結合マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーによるT細胞の検出および免疫表現型解析に適しています。本試薬により、さまざまなサンプル種別におけるTリンパ球の同定が可能です。種反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識マウス抗ヒトCD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
GeneID（ヒト）	916
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ