

Pe マウス抗ヒト CD42A モノクローナル抗体（Fc用） - P14770

商品番号: CM0010870



前書き

ヒト CD42a (GPIX) を標的とする PE 標識マウスモノクローナル抗体。GPIb-V-IX フォン・ヴィレブランド因子受容体のサブユニットである血小板糖タンパク質 IX のフローサイトメトリー（FC）解析用。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ヒト CD42a mAb
備考/別名	GPIX; CD42a
種	ヒト
遺伝子 ID	2815
免疫原	ヒト CD42a の組換えタンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS アクセッション番号	P14770
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ