

Pe マウス抗ヒト Cd45Ro モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575

商品番号: CM0012215



前書き

T細胞活性化に関与する受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼCであるヒトCD45ROを標的とする、PE結合マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済みであり、ヒトCD45ROアイソフォームを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ヒト CD45RO mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
免疫原	合成ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	136kDa
配送	アイスバッグ