

Pe マウス抗ヒト CD56 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13591

商品番号: CM0011175



前書き

ヒト CD56 (NCAM1) を標的とする PE 標識マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) で検証済み。ナチュラルキラー細胞、神経接着、およびウイルス侵入機構の研究に信頼できるツールです。
- P13591

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ヒト CD56 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
遺伝子 ID	4684
免疫原	合成ペプチド ヒト CD56 由来の合成ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
配送	アイスバッグ