

フローサイトメトリー用PE標識 マウス抗ヒトCd56/Ncam1モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0004433



前書き

フローサイトメトリー用途向けのPE標識
マウス抗ヒトCD56/NCAM1モノクローナル抗体です。
。神経細胞接着およびウイルス侵入に関与する分子量
95kDaの神経細胞接着分子1（NCAM1）を検出します。
。ヒトと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 マウス抗ヒトCD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
検出対象種	ヒト
遺伝子ID	4684
免疫原	ヒトCD56/NCAM組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS ID	P13591
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	保冷剤