

Fc用Pe標識マウス抗ヒトTcr Vδ2モノクローナル抗体 - P04234

商品番号: CM0011013



前書き

フローサイトメトリー用に最適化された、ヒトTCR Vδ2に対するPE標識マウスモノクローナル抗体です。信頼性の高いT細胞サブセット解析と、免疫学研究におけるヒト試料への高い特異性を実現し、γδT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識マウス抗ヒトTCR Vδ2 mAb
備考／別名	TCRD; TRD@; TCRDV1
種	ヒト
GeneID	6964
免疫原	ヒトTCR Vδ2の組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04234
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ