


フローサイトメトリー用 PE マウス抗ラビット IgG (Fc) モノクローナル抗体 - P01870

商品番号: CM0006472



前書き

ラビット IgG の Fc 領域を標的とする PE 標識マウスモノクローナル抗体。免疫学的研究および診断アッセイにおけるラビット免疫グロブリンのフローサイトメトリー検出用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE マウス抗ラビット IgG (Fc) mAb
種	ラビット
免疫原	組換えタンパク質 ラビット IgG (Fc) (P01870) のアミノ酸 96-323 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ラビット
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ