

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール(4-Hne) モノクローナル抗体

商品番号: CM0000056

前書き

脂質過酸化マーカーである4-ヒドロキシノネナール(4-HNE)を標的とする、PE共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリー(FC)に適しています。種を問わず反応します。IVD原料調達のためCamelBioより供給されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール mAb
略称/別名	4-HNE
免疫原	4-ヒドロキシノネナールに対応する化合物
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	種非依存的
発送方法	氷袋