

Pe ウサギ抗ニワトリ CD25 モノクローナル抗体（Fc用） - Q90Wj4

商品番号: CM0004552

前書き

ニワトリ CD25（IL-2受容体α）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。鳥類免疫学研究、制御性T細胞（Treg）研究、および免疫寛容の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ニワトリ CD25 mAb
備考/別名	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3559
遺伝子ID	395294
免疫原	組換えタンパク質 ニワトリ CD25 (NP_989927.2) のアミノ酸21-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ニワトリ
SWISS	Q90WJ4
タンパク質分子量	24 kDa
配送	アイスバッグ