

Pe ウサギ抗イヌ Cd19 モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0008193

前書き

イヌCD19に対する高品質なPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に特異的に検証済み。イヌモデルにおけるB細胞免疫表現型分析および免疫モニタリングに適しています。IVDアッセイ開発において信頼性の高いパフォーマンスに最適化されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗イヌ CD19 mAb
種	イヌ
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	607898
免疫原	組換えタンパク質；イヌCD19（XP_013969991.1）のアミノ酸20-299に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	イヌ
配送	氷袋