

Pe ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントMab - フローサイトメトリー用抗体

商品番号: CM0012484

前書き

ヤギIgG（Fc）フラグメントに特異的なPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、高い特異性と他種に対する最小限の交差反応性を提供します。ヤギ抗体の免疫測定検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントmAb
対象種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG（Fc）フラグメントの組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヤギ
発送方法	保冷剤