

Pe ウサギ抗ヒトC5Ar1/Cd88 モノクローナル抗体（Fc用） - P21730

商品番号: CM0009376



前書き

ヒトC5AR1/CD88を標的とする高品質なPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用に規定されています。炎症、走化性、GPCRシグナル伝達研究に適しています。CamelBioがIVD原材料を供給いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトC5AR1/CD88 mAb
備考/別名	C5A; C5AR; C5R1; CD88
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	728
GeneID	728
免疫原	ヒトC5AR1/CD88 (NP_001727.2) のアミノ酸1-100番内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21730
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋