


Pe ウサギ抗ヒトカルレティキュリン

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用）- P27797

商品番号: CM0008827



前書き

細胞内フローサイトメトリー（FC）用PE標識ウサギ抗ヒトカルレティキュリンモノクローナル抗体。タンパク質folding、カルシウム結合、品質管理に関与するERシャペロンCALR (P27797)を標的とします。ヒトと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトカルレティキュリン mAb
備考/別名	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
種	ヒト
GeneID (ヒト)	811
GeneID	811
免疫原	組換えタンパク質：ヒトカルレティキュリン (NP_004334.1) のアミノ酸335-417に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27797
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ