


Pe ウサギ抗ヒトCaSRモノクローナル抗体（Fc用） - P41180

商品番号: CM0008695



前書き

ヒトCaSR（細胞外カルシウム感知受容体；SWISS: P41180、~121 kDa）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、診断アッセイ開発向けのIVD原材料として供給いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CaSR mAb
別名	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	846
GeneID	846
免疫原	合成ペプチド ヒトCaSR (NP_000379.3) のアミノ酸211-310領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P41180
タンパク質分子量	121kDa
輸送方法	保冷剤