


フローサイトメトリー用 PE ウサギ抗ヒト Cd100/Sema4D モノクローナル抗体 - Q92854

商品番号: CM0010400



前書き

ヒトCD100/SEMA4Dを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫シグナル伝達および神経シグナル伝達に参与する細胞表面受容体であるヒトセマフォリン4Dを認識します。免疫学および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD100/SEMA4D mAb
備考/別名	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10507
遺伝子ID	10507
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトSemaphorin-4D/CD100、NP_006369.3のアミノ酸22-734に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92854
タンパク質分子量	82kDa/96kDa
発送方法	保冷剤